



MAI 2017 | VOL. 9, NO. 5

POUR LES DENTISTES PAR DES DENTISTES

www.dental-tribune.fr

ACTUALITÉ

La société TIVOLY a acquis le groupe FFDM. Toutes deux spécialisées dans la conception et production d'outils de coupe. L'objectif est de renouveler et renforcer l'offre pour positionner la marque Thomas sur le devant de la scène du marché dentaire. Belle percée!



► PAGES 10 | 11

RECHERCHE

Les industriels n'ont cessé d'améliorer les techniques d'éclaircissement dentaire et leur efficacité. Études à l'appui, en ambulatoire comme au fauteuil, de la lumière bleue à la brosse à dents. Découvrez les nouveautés qui boostent les résultats.



► PAGES 12 | 13 | 16 | 17 | 18

TALENTS

Chaque embouchure d'un instrument présente des rapports spécifiques, différents, et intimes avec la cavité buccale. Le Dr Pierre Dana soigne les musiciens selon les règles de l'art et dans le respect du jeu instrumental. Ce n'est pas du pipeau!



► PAGE 14

DENTAL TRIBUNE

P 1 À P 20

Édito du Dr Revise	P 1
Planète dentaire	P 2 8
Actus produits	P 4
Trucs et Astuces	
de l'académie du sourire	P 6
Industrie : Tivoly/FFDM	P 10 11
Recherche : Zoom/	
Philipps/Pierre Roland	P 12 13
Talents : Un confrère qui ne joue	
pas du pipeau le Dr P. Dana	P 14
Recherche : Ena white 2.0	
Micerium/Bisico	P 16 17 18

ENDO TRIBUNE

P 21 À P 28

Actus produits	P 21 26
Cas clinique du Dr N. Gardon	P 22 23
Cas clinique du Pr G. Gambarini	P 24 26

SPÉCIAL IDS

P 33 À P 44

Planète dentaire	P 29 31
Actus produits	P 30 32 33 34 35

ÉDITO

Tooth unis... notre dernier combat ?

Le pouvoir s'arroge toutes les libertés pour supprimer celles du peuple. Au nom d'un populisme social qui ne convainc personne, pas même ceux qui en sont les bénéficiaires, la classe politique aux commandes publie lois, décrets, textes et réglementations de plus en plus liberticides pour les citoyens. Dans le même temps, la santé, notre bien le plus précieux, est bradée aux financiers des groupes d'assurances et mutuelles et les promesses électorales vont presque toutes dans le même sens. Alors que tous les pays qui ont fait l'expérience de l'étatisation de la médecine ont vu la faillite de leur système de santé et un recul de la qualité des soins, nos dirigeants, aveuglés par un dogmatisme politique, décident de mettre fin au système libéral qui avait jusqu'ici valeur d'exemple dans de nombreux pays. Nous ne prendrons pas la France en otage, nous ne bloquons pas

les routes, le rail ou les aéroports, nous ne casserons pas, ni ne vandaliserons pas les monuments et installations publiques, ce sera là notre seule victoire, celle d'être

des professionnels responsables, doués d'une véritable éthique. Cette lutte n'est pas un combat corporatiste, comme le clament les jour-

nalistes, mais bien un engagement citoyen et les patients comprendront, mais un peu tard, qu'ils seront les premiers din-dons de la farce...

Malgré tout, sortons de la morosité ambiante propre à notre pays et découvrons dans ce numéro spécial IDS les nouveautés du salon de Cologne. Les enfants y sont à l'honneur ainsi que de nombreux produits connectés...



Dr. Marc Revise
m.revise@dental-tribune.com



Silvergeneration

DENTAL TRIBUNE

DENTAL TRIBUNE ÉDITION FRANÇAISE

Les articles provenant de Dental Tribune International, Allemagne, repris dans ce numéro sont protégés par les droits d'auteur de Dental Tribune International GmbH. Tous droits de reproduction réservés. La reproduction et la publication, dans quelle langue que ce soit et de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, est strictement interdite sans l'accord écrit de Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Allemagne. Dental Tribune est une marque commerciale de Dental Tribune International GmbH. Dental Tribune édition française est une publication de MMG SAS société de presse au capital de 10 000 Euros.

DIRECTION :
Dental Tribune International
320 rue St Honoré
75001 Paris

DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Torsten OEMUS

RÉDACTEUR EN CHEF :
Dr Laurence BURY
l.bury@dental-tribune.com

RÉDACTEUR SCIENTIFIQUE :
Dr Marc REVISE
m.revise@dental-tribune.com

JOURNALISTES SCIENTIFIQUES :
Dr Norbert BELLAÏCHE
Dr David BLANC
Dr Florine BOUKHOBZA
Dr Jacques VERMEULEN

PUBLICITÉ :
Laurence HOFMANN
l.hofmann@dental-tribune.com

MAQUETTE :
Matthias ABICHT
m.abicht@dental-tribune.com

CRÉATION GRAPHIQUE :
bloody-marie.com

DEMANDE D'ABONNEMENT ET SERVICE DES LECTEURS :
Dental Tribune Édition Française
320 rue St Honoré
75001 Paris
abonnement@dental-tribune.com

IMPRIMERIE :
Dierichs Druck+Media GmbH
Frankfurter Str. 168, 34121 Kassel - Allemagne

DÉPOT LÉGAL : JUILLET 2011
ISSN : 2105-1364

Le système d'éclaircissement professionnel le plus rapide

Nouvelles recharges en seringues disponibles

Offres exceptionnelles en cours !
Appelez le numéro vert



ENA WHITE 2.0

2 minutes au lieu de 6/8 heures par jour

- Sans gouttières
- 15/20 jours de traitement
- Peroxyde d'hydrogène à 6 %
- Accélérateur spécial XS151™



Fabricant :
Micerium S.p.A.
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy
Tel. : +39 0185 7887 880
Fax : +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it



Distribué par :
Bisico France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
svce.commercial@bisico.fr
www.bisico.fr

service & appel gratuits 0 800 247 420


L'engagement qualité au cœur de la relation Praticien/Prothésiste : 5 questions à Gregory Scialom, président de LABOCAST

Pourquoi avez-vous engagé cette démarche de certification ?

Cette démarche s'inscrit dans la culture de notre laboratoire, qui place la relation humaine au cœur de la performance. Les relations de confiance, de respect, de reconnaissance exigent une attention particulière à l'autre, à ses attentes, à ses besoins, à ses désirs aussi. Dans ce contexte, la certification ISO 9001-2015 s'imposait : elle nous permettait d'évaluer la qualité de nos processus de prise de décision, de réponse aux attentes des clients, d'évaluation de leur satisfaction. Nous avons besoin de nous assurer que nous offrons le meilleur service possible.

C'est une certification exigeante. Comment la mise en conformité s'est-elle passée ?

Au départ, il y a une implication réelle de l'équipe dans la satisfaction du client. Alors, même si les exigences étaient nombreuses, variées et pas toujours simples à mettre en pratique, je crois que la perspective de travailler dans un environnement encore plus sûr était très motivante pour chacune et chacun d'entre nous. À l'arrivée, je vois qu'il y a beaucoup de fierté devant la reconnaissance de la qualité du travail fourni par chacun et surtout l'envie de progresser encore chaque jour.



WORLD DENTAL FORUM 2017 du 28 octobre au 5 novembre 2017

Qu'est-ce que cela va changer pour les praticiens ? Pour les patients ?

Une organisation stratégique qui garantit

la reproductibilité des performances, ça change beaucoup de chose. Pour le praticien, c'est la garantie d'une satisfaction durable de

la qualité des matériaux bien sûr (tous d'origine européenne ou américaine), mais aussi et surtout des savoir-faire et des savoir-être, sans cesse améliorés par une relation personnalisée. Pour le patient, c'est alors plus de confort et l'assurance d'un résultat optimal.

Un exemple ?

Nous avons des exemples dans chacune de nos actions, mais l'une des plus parlantes, tient au respect des délais : aujourd'hui, nous pouvons garantir 99 % de satisfaction dans ce domaine grâce à une organisation claire, cohérente et contrôlée à chaque étape du flux.

Et demain ?

La certification ISO 9001-2015 est aussi une assurance pour demain, car elle nous enjoint à œuvrer au quotidien pour maintenir une haute qualité de nos services et de nos produits. Mais elle guide également nos réflexions pour une amélioration continue de notre offre, notamment par le développement des compétences liées aux nouvelles technologies. Logiquement, nous nous orientons vers une montée en gamme, avec des produits innovants, toujours plus performants. MONOZIR ultra, la nouvelle zircone hautement translucide, en est un bon exemple.

Agréable nostalgie...

L'amour de sa fille provoque chez notre consœur une induction et un retour en âge où s'entrecroisent la beauté de la Côte d'Azur, le chant du muezzin à Damas, l'esthétique sans variété de la Californie, la modernité de Beyrouth, la chaleur du Koweït et

odeurs plaisantes et « cacosmiques », un son d'une voix claire et pacifique, la douceur du velours frappé, ou des mélodies de Schubert... Ce voyage dans le temps et l'espace, dans la quatrième dimension, est un hymne à l'amour, à la vie. C'est une leçon



Grande section, Hadia Decharriere – éd. JCLattès

le Paris bourgeois. Hadia Decharriere s'est nourrie de ces contrastes et parce qu'elle a grandi dans des mondes si différents, elle a su y puiser force et lucidité. Elle nous décrit sans concession sa famille et parvient à nous faire ressentir ses émotions régressives comme une transe hypnotique où se mêlent des parfums envoûtants, des goûts uniques à la fois ignobles et exquis, des odeurs de pieds ou d'aisselle humide, la beauté d'une villa, maison de famille, des

qui nous instruit à apprécier le bonheur au quotidien et profiter de chaque seconde. Avec une sincérité et une authenticité rare, Hadia nous livre ses sentiments et partage avec les lecteurs des morceaux de vie, des souvenirs de jeunesse, mais également l'enthousiasme d'une maman éprise de passion pour sa fille, une affection éternelle pour un papa disparu trop tôt. Un premier roman à déguster à l'aide des cinq sens...

Dr Marc Revise

Un nouvel atelier de réparation pour instruments rotatifs

Vous souhaitez confier votre instrumentation rotative entre de bonnes mains ? Ne cherchez plus, B.A. France est l'atelier de réparation qu'il vous faut ! Composé d'une équipe de 6 personnes, votre instrument sera traité par des experts selon un protocole défini : traçabilité, choix des pièces, tests de qualité, expédition et conseils assurés. Des formules adaptées à vos besoins ont été réfléchies : que vous souhaitiez une réparation avec des pièces d'origine ou des pièces génériques, quel que soit votre choix,



en 24/48h, vous récupérez votre instrument. Faites le bon choix, optez pour une tranquillité d'esprit avec les engagements B.A. France : Rapide – Économique – Formules à la carte – Sérieux – Qualité. Renseignements : ba-france.fr

Les rendez-vous incontournables de l'HYPNOSE à Paris

Comme celles de Lyon, les formations parisiennes en « 3 jours chrono » tiennent place dans un confortable hôtel 4* : Le Metropolitan. 4 praticiens expérimentés qui pratiquent l'Hypnose Clinique Ericksonienne au quotidien dans leur cabinet se sont unis pour vous transmettre leur savoir et partager leur expérience tout au long de l'année. Ce sont des formations aux 4 coins de la France et des supervisions gratuites ; des confrères bienveillants, à votre écoute, pour un enseignement accessible à tous et un suivi personnalisé ; un maximum de 20 participants par session pour un maximum de convivialité. Retrouvez Bruno, Christine, Joël et Marc dans un cadre adapté à une discipline qui vous assurera un exercice apaisé et des patients relaxés pour des traitements encore plus performants. Renseignements et inscriptions : dent-lhypnose.com & hypnodonte.fr



Formation avril 2017, Hôtel Le Metropolitan Paris

Nos prothèses fabriquées en France :



CCM

81,50€

Stellite*

139€



Céramique
sur zirconium

124€



Le plus haut niveau de qualité



Gamme Diamant : prothèses fabriquées en France



Prothésiste Conseil dédié

* Stellite CoCr finition directe, dents en supplément

5 rue Georgette Agutte • 75018 PARIS

0 800 81 81 19

Service & appel
gratuits

www.protilab.com

> RELINE II Soft GC

Matériau de rebasage souple à base de silicone

RELINE II Soft est un matériau en silicone-A assurant un confort ultime et une élasticité durable pour des indications comme les crêtes alvéolaires osseuses ou pointues et les contre-dépouilles. Il est utilisé pour adapter les prothèses après des extractions ou des chirurgies implantaires. Adapté aux procédures de rebasage au fauteuil et au laboratoire en cas de : muqueuse sensible fine et de crêtes résorbées ; crêtes osseuses et pointues ; de contre-dépouilles osseuses et pour le rebasage de prothèses soutenues par des implants.

Peut rester en place pendant des semaines ou des mois - Viscosité idéale, bonne fluidité sous pression pour s'adapter aux détails anatomiques - Confort longue durée et soulagement en douceur : la surface du matériau reste élastique, lisse et propre dans le temps - RELINE II Primer for Resin fournit une adhérence longue durée à l'intrados de la prothèse - RELINE II Remove for Resin permet d'enlever et replacer facilement la couche de rebasage - RELINE II Finishing Material peut être utilisé pour sceller les marges. ...et vous pouvez rajouter du produit autant de fois que nécessaire pour un ajustage toujours parfait !



> BioSonic UC150 COLTENE

Nouveau système de nettoyage aux ultrasons

L'appareil UC150 offre une qualité supérieure en ouvrant la voie à certaines des dernières améliorations technologiques en matière de nettoyage aux ultrasons. Conçu en Suisse, l'appareil BioSonic UC150 aux lignes épurées est construit pour être polyvalent, efficace et pratique. La cuve en acier inoxydable de 5,7 l a un faible encombrement, mais un volume généreux, pouvant recevoir jusqu'à 4 cassettes d'instruments. L'appareil UC150 peut être utilisé comme unité encastrée ou à poser, pour une adaptation à toutes les configurations du centre de stérilisation. Son écran tactile multilingue facile à utiliser permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités même avec des gants. Il permet la personnalisation de la température, la durée de cycle, le suivi du niveau de solution et des contrôles de l'enre-



gistement chronologique des données paramétrés par l'utilisateur. Les produits de nettoyage BioSonic sont développés pour garantir un nettoyage très efficace, mais doux qui permet d'éviter l'endommagement des instruments dentaires et orthodontiques.

> U.N.I ACTEON

More inventive, Less invasive

ACTEON repousse les limites avec la nouvelle gamme de turbines, moteurs et contre-angles U.N.I, ACTEON satisfait toujours plus les besoins cliniques du quotidien. Grâce aux ultrasons, polisseurs, caméras intra-orales et maintenant instruments rotatifs au fauteuil. Avec les turbines U.N.I, pensez durable grâce à un rotor ultra résistant, et opérez en douceur avec un volume sonore réduit. Le couple constant, la vibration parfaitement concentrée des fraises combinée à des sprays refroidissants ciblés permettent de travailler très efficacement en toute sécurité. Préservez les tissus et protégez vos patients avec les contre-angles et pièce à main droite U.N.I. Leur système anti-chauffe et leur technologie de serrage des fraises garantissent des traitements alliant performance et sérénité. Associés aux micro-moteurs U.N.I., ils forment un ensemble parfaitement équilibré et apportent toute la puissance nécessaire pour des procédures sans



effort, préservant le capital travail. Are you UNited ?

> kit myCustom Rings POLYDENTIA – STYLE ITALIANO

Du sur mesure !

Le kit myCustom Rings a été développé en partenariat avec Style Italiano, un groupe d'étude de cliniciens et de chercheurs spécialisés dans la dentisterie esthétique et réparatrice. Ce kit est conçu pour l'application d'une technique innovante développée par

Style Italiano. La technique myCustom Rings permet de recréer facilement l'anatomie interproximale préexistante. Les dents de l'anneau sont façonnées sur mesure en prenant une impression des parois proximales saines et intactes à l'aide de la résine myCustom photopolymérisable. Cela permet d'obtenir de solides points de contact et un contour proximal précis lors de la restauration. Le kit myCustom Rings propose également une sélection complète de bandes matricielles séquentielles assorties de Style Italiano (Quickmat, LumiContrast et Transparent), ainsi que les cales Interdental Maple Wood et les Tubes Delta nouvellement conçus, également de design Style Italiano.



> Lunos DÜRR

Un nouveau système de prophylaxie

La gamme comprend un grand nombre de produits qui se combinent pour former un système cohérent où chaque composant offre des avantages uniques et distincts par rapport aux autres concurrents sur le marché. L'équipe de développement de Dürr a examiné tous les aspects médicaux et a conçu le système selon les principes des traitements mini-invasifs et peu douloureux. Grâce à sa chambre interchangeable bien pensée, MyFlow offre l'avantage de pouvoir remplacer rapidement et facilement la poudre, en évitant les inconvénients d'un remplissage au milieu du traitement. Les récipients en poudre sont remplis à l'aide de



verses poudres de prophylaxie pour des traitements doux dans la zone supragingivale et d'autres pour des traitements subgingivaux ou mixtes. Il existe également des pâtes de polissage, une solution de rinçage, un vernis, un gel fluoré, un composite, un coussin en mousse Tempur et bien d'autres encore !

La performance améliorée.

Bonne efficacité
de coupe et solution
complète
RECIPROC® blue

Nouveau
traitement
thermique

Flexibilité améliorée*1

RECIPROC® blue

La nouvelle génération d'instruments RECIPROC® blue s'appuie sur le concept de RECIPROC® en offrant plus de flexibilité*1 et de résistance à la fatigue cyclique*1 grâce à son nouveau traitement thermique « Blue treatment** »

* vs. Reciproc®

** Traitement bleu

1. Moyenne pour les instruments R25, R40 et R50. Rapport de laboratoire (Lab. Report 16-HO-003) pages 15-17 - Mai 2016

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Il est obligatoire d'isoler la dent à traiter à l'aide d'une digue dentaire avant tout traitement. Instruments RECIPROC® blue. Indications: Instruments pour la préparation et le retraitement du système radiculaire (retrait du matériau d'obturation et d'obturateurs à tuteurs à base de gutta-percha). Contre-indications: en cas de courbure apicale brusque. Les instruments RECIPROC® blue se composent d'instruments à usage unique stériles non restérilisables, conçus pour la préparation et le traitement d'une seule molaire. La réutilisation des instruments et notamment leur stérilisation ne sont pas possibles. Classe / Organisme certificateur: IIa / CE 0123. Fabricant: VDW. Instruments RECIPROC®. Indications: Instruments pour la préparation et le retraitement du système radiculaire (retrait du matériau d'obturation et d'obturateurs à tuteurs à base de gutta-percha). Contre-indications: en cas de courbure apicale brusque. Les instruments RECIPROC® se composent d'instruments à usage unique stériles non restérilisables, conçus pour la préparation et le traitement d'une seule molaire. La réutilisation des instruments et notamment leur stérilisation ne sont pas possibles. Classe / Organisme certificateur: IIa / CE 0123. Fabricant: VDW. Rev. Novembre 2016

Dentsply Sirona France

7ter, rue de la Porte de Buc - Immeuble Le Colbert - 78000 Versailles

VDW®



Petite astuce à l'usage des colleurs de facettes




Fig. 1 : Lors de réhabilitations complexes, de nombreux éléments prothétiques en céramique, destinés à être collés, vont arriver du laboratoire. Il est alors possible qu'un moment d'inattention vienne perturber la séance de collage. Photo initiale d'un cas de réhabilitation globale esthétique et fonctionnelle de 28 éléments collés.

Fig. 2 : L'analyse radiologique nous montre une proximité illustrant les masques ou mock-ups après plusieurs semaines de rééducation occlusale.

Fig. 3 : Préparations à travers les masques, favorisant l'économie tissulaire.

Fig. 4 : 33 à 43 préparées. Les secteurs postérieurs ont déjà été collés lors de la séance précédente. Les facettes seront collées quasiment à 100% dans l'émail. En effet, grâce à l'augmentation de DVO, les bords libres sont juste adoucis et les faces vestibulaires à peine préparées.



Fig. 5 : Les facettes arrivent maintenant du laboratoire : c'est le grand jour ! L'astuce consiste à placer toutes les pièces à essayer, à manipuler et à coller à 4 mains (et 2 cerveaux) dans une boîte de collage d'orthodontie (American Orthodontics®). Cette procédure permet d'éviter de mélanger les pièces à coller, de les perdre, de les endommager et de rester zen toute la séance et de partager le plaisir de coller avec son assistante et son patient !

Fig. 6 : Les facettes sont essayées optiquement avec un try in paste, nettoyées, remises dans la boîte d'organisation, puis essayées esthétiquement et remises à leur place respective avant collage.

Fig. 7 : Le collage est individuel, en alternance, chaque facette étant réessayée, ajustée si nécessaire au niveau des points de contact. La boîte d'organisation permet de travailler en toute quiétude et d'être le lien entre l'assistante et le dentiste.

Fig. 8 : 6 facettes collées, chacune à sa place !



ACADEMIE
du sourire

Lieu : Hôtel Mercure - Grenoble

Thèmes abordés au cours de ces deux jours de conférences :

- comprendre et analyser la demande du patient
- comprendre les paramètres esthétiques du sourire
- faire le point sur les techniques d'éclaircissement
- connaître les technologies modernes du relevé de couleur
- mieux comprendre les systèmes céramo-céramiques
- évaluer les facteurs à risque en implantologie
- faire le point sur les différents adhésifs en pratique quotidienne
- apprendre à maîtriser une méthode de stratification applicable aux restaurations antérieures et postérieures
- simplifier la réalisation des inlays-onlays
- réaliser des facettes en pratique quotidienne



André-Jean FAUCHER



Jean-Christophe PARIS



Olivier ETIENNE

Académie du Sourire
9, avenue Malacrida - 13100 Aix en Provence - France
Tel : +(33)6 10 37 86 88
nn@academie-du-sourire.com
www.academie-du-sourire.com



continuum.education

> 2 jours exceptionnels avec les formateurs de l'Académie du Sourire

GRENOBLE
18 & 19 mai 2017

Dentisterie Esthétique :
comment l'appliquer au quotidien ?

NOUVEAUTÉ !
*Be part of the evolution**




DRYTELLIGENCE[®]

Optimisation du séchage jusqu'à 80%
Capacité variable automatique




NOUVEAU SUPPORT PLATEAU

Volume de chargement optimisé
Glissières de protection de la cuve



INTERFACE UTILISATEUR PLUS INTUITIVE

Conception épurée
Principes d'utilisation inchangés



BOUTON DE MISE EN VEILLE

Pour une consommation
d'énergie optimisée



NOUVELLE DISPOSITION DES INTERFACES

Accès facile en façade



Vacuklev[®] 44 B⁺
Evolution

* Soyez acteur de l'évolution



Équipements fabriqués suivant
normes et directives :

2006/42/CE (Directive Européenne)
EN 285 (Grands Stérilisateur)
EN 13 060 (Petits Stérilisateur)
EN 11607 - 2 (Thermosoudeuses)

DIN EN ISO 15883 (Appareils de Nettoyage & Désinfection)
93/42/CEE Classe IIa (Directive Européenne Produits Médicaux)

Le Pacific,

la nouvelle vision du confort pour votre quotidien et vos patients.

Le nouveau **PACIFIC** est maintenant en version **ambidextre**,



LE FAUTEUIL MONOCOQUE

Avec plus de 300 couleurs au choix, plus de 8 configurations possibles et un grand nombre d'instruments disponibles



Le fauteuil monocoque Pacific propose, pour vous, une ergonomie de travail optimale, et pour vos patients, un confort inégalé.

Plus d'informations sur www.airel-quetin.com



Airel Quetin • 917, Rue Marcel Paul • 94500 Champigny-sur-Marne • Tél : 01 48 82 22 22 • commercial@airel.com
Dispositif médical : Classe IIa • Mai 2015 - Organisme notifié : SNCH (0499) - Fabricant : Airel, France
Pour toute information complémentaire, se référer à la notice d'utilisation

Axiom Multi Level Tour 2017

À l'occasion de la commercialisation de la nouvelle gamme Axiom Multi Level mi-avril, Anthogyr organise une série de présentations à Lyon, Marseille, Bordeaux et Paris. Axiom Multi Level, une liberté nouvelle en implantologie. Avec sa nouvelle gamme, Anthogyr ouvre une nouvelle voie en im-

plantologie en proposant une compatibilité totale entre les philosophies Bone Level et Tissue Level. L'Axiom Multi Level Tour présente les avantages de la gamme en live. Implantologues et prothésistes experts expliquent comment les implants Axiom BL, Axiom TL et inLink et la nouvelle connexion



plantologie en proposant une compatibilité totale entre les philosophies Bone Level et Tissue Level. L'Axiom Multi Level Tour présente les avantages de la gamme en live. Implantologues et prothésistes experts expliquent comment les implants Axiom BL, Axiom TL et inLink et la nouvelle connexion

intégré aux prothèses Sameda, ouvrent le champ d'une nouvelle solution thérapeutique. Des rendez-vous exclusifs sur 4 dates pour découvrir la solution inédite d'Anthogyr, dont les échanges se poursuivront autour de démonstrations produits. Déjà plus de 350 inscrits à Lyon !

- Lyon : 6 avril, Parc Olympique Lyonnais, 18 h,
- Marseille : 18 mai, Sofitel Vieux Port, 19 h,
- Bordeaux : 21 juin, Institut Culturel Bernard Magrez, 19 h
- Paris : 6 juillet, Eurosites Paris Georges V, 19 h.

Concours inter facultés UNECD/AOI

Depuis le 16 mars et jusqu'au 16 mai 2017, l'UNECD organise un concours entre les 16 facultés de chirurgie dentaire de France, dénommé « Cabinet et enseignant partenaire pour un projet solidaire ». L'objectif est de trouver le plus grand nombre de cabinets et d'enseignants partenaires au profit des ac-

faculté un guide pratique, un argumentaire et des bulletins cabinet et enseignant partenaire. L'AOI reversera pendant 6 mois pour les activités de solidarité internationale des facultés via l'UNECD, le don mensuel des praticiens et des enseignants qui se seront engagés. De plus, les trois premières facul-



tions de solidarité internationale des facultés participantes. Le concours est ouvert à tous les étudiants en chirurgie dentaire de France quelle que soit l'année d'étude. L'AOI met à disposition des étudiants dans chaque

tés en tête du classement, seront récompensés !

Information : solidarité@unecd.com ou contact@aoi-fr.org



Pour devenir un de nos testeurs contactez par mail Dr Laurence BURY

l.bury@dental-tribune.com

Grâce à iTOP, devenez un coach en prophylaxie pour vos patients

iTOP
INDIVIDUALLY
TRAINED
ORAL
PROPHYLAXIS



Apprenez-en plus
à propos des séminaires
et de notre philosophie sur
www.itop-dental.com

Un programme unique pour les professionnels dentaires

Un séminaire théorique et pratique pour vous guider, vous et vos patients, sur le chemin de l'hygiène bucco-dentaire à vie.

L'hygiène bucco-dentaire joue un rôle essentiel dans la santé globale! Avec iTOP, nous vous apprenons à bien entretenir vos propres dents. iTOP partage aussi des connaissances concernant la façon d'enseigner et de motiver les patients dans leur vie de tous les jours, pour les aider à avoir la meilleure hygiène bucco-dentaire possible.

Durant nos séminaires iTOP, nous formons des professionnels dentaires du monde entier à devenir bien plus que de simples dentistes: des coaches en prévention et santé pour les patients.

curaden
+ BETTER HEALTH FOR YOU

www.itop-dental.com