

DENTAL TRIBUNE

The World's Dental Newspaper • Slovenian Edition



OBIŠČITE DENTAL TRIBUNE NA SEJMU IDS V KÖLN
HALA 04.1 RAZSTAVNI PROSTOR D066 - F065

SLOVENIJA

FEBRUAR 2015

ŠT. 1 / LETO 6



Steklena vlakna v zobozdravstvu

V posameznem zatičku se nahaja od 1600 pa do 4000 steklenih vlaken

• VEČ NA STRANEH 2 - 3



MTA cement – »must have« v vsaki ordinaciji

Pravilno endodontsko zdravljenje izjemno poveča možnosti ohranjanja naravnih zob

• VEČ NA STRANEH 8 ter 14 - 16



Uporaba laserja v paradontologiji

Nekaj argumentov »za« predstavljenih skozi klinični primer

• VEČ NA STRANEH 12 - 13

ново

SENSODYNE



Lajšanje občutljivosti sedaj v obliki ustne vode.

VEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA NA EMBALAŽI.

Uporabljajte dvakrat dnevno po četkanju z zobno pasto s fluoridom. Izpirajte usta 1 minuto z 10 ml ustne vode in nato izpljunite. Ne požirajte. Ne izpirajte z vodo. OPOZORILO: Shranjujte nedosegljivo otrokom! Izdelek ni primeren za otroke do vključno dvanajstega leta starosti, razen po navodilu zobozdravnika ali zdravnika. Občutljivi zobje so morda pokazatelj kakšne druge težave, ki zahteva pregled pri zobozdravniku. Če simptomi ne prenehajo ali se poslabšajo, obiščite zobozdravnika. Če se pojavi draženje, prenehajte z uporabo (kot pri ostalih izdelkih za nego ustne votline). Ne pijte iz plastenke. Ne uporabljajte, če je zaščita na pokrovčku poškodovana.

Sensodyne in znak s krogi sta zaščiteni blagovni znamki skupine podjetij GSK, CHAD/CHENO/008/1/14a

gsk

Valovi očiščenja nedoslednosti in nespoštovanja zakonodaje, ob katerih se iz dokaznih postopkov odstira vedno več preteklih, pa tudi še vedno prisotnih prikritih neupravičenih apetitov, so preko finančno sicer veliko zajetnejših drugih medicinskih področij pljusnili tudi ob javna naročila v slovenskem zobozdravstvu.

Na tak način povzročene izgube so ob zmanjšanju razpoložljivega denarja postale prevelike in država se je v spoznanju, da se večina raznovrstnih provizionarjev ne bo smiselno umaknila, odločila za ostrejši pristop. Vprašanje pa je, koliko bo pri tej vojni izbrala za zaveznika. Izbire ni veliko. Na paciente bo najbrž pozabila, saj so volitve mimo in poslanstvo ni več zanimiva tema. Tako ji ostanejo le še proizvajalci in distributerji na eni in izvajalci oziroma stroka na drugi strani.

Razkol je tako odstrt. Proizvajalci in distributerji so s svojimi, tudi zaradi recesije v zadnjih letih zdesetkanimi zaslužki, svojo existenco pripeljali do točke, kjer nadaljnja optimizacija njihovega poslovanja brez resnega ogrožanja kvalitete tistega, kar se dobavi v zobno ordinacijo ali zobotehnični laboratorij, ni več mogoča. Na drugi strani pa tudi zobozdravniki in zobni tehniki s tem, kar jim je ostalo na razpolago, ne morejo več delati čudežev.

Žal naivno bi bilo pričakovati, da bodo na koncu največji poraženci, kdorkoli drug kakor pacienti.

Izhajajoče iz narave zobozdravstvenih terapij in frekvence potrebe po le teh, za razliko od drugih interesnih združenj, kot so na primer diabetiki, slabovidni, onkološki bolniki ali ljudje s posebnimi potrebami, pri nas ni neka-kšnega specializiranega združenja uporabnikov zobozdravstvenih storitev. Tako je možnost pomoči

Koraki v pravo smer

v različnih pritožbenih postopkih, sodelovanja pri kreiranju regulativ ali pa seznanjanja z najnovejšimi spoznanji, kar bi kot posledica prineslo večje zahteve po kvalitetnih storitvah, za zobozdravstvene paciente bistveno manjša kot na nekaterih drugih področjih.

V odsotnosti takega združenja pacientov se za prevzem skrbi zanje potegujejo strokovnjaki kot neposredni izvajalci storitev na eni strani in njihovi dobavitelji na drugi. Ob že znani, milo rečeno slabi stanovski organiziranosti prvih od lanskega leta dalje v bitki za primat tega poslanstva močno vodijo drugi.

Medtem ko obe strokovni stanovski združenji (zobozdravnikov in zobotehnikov op.a.) med sabo skoraj po otroško ne komunicirata – kar se, mimogrede, posredno kaže tudi že na kvaliteti storitev – se je nekaj proizvajalcev in distributerjev, ne glede na svoje pretekle medsebojne razprtije, individualizem in brezbriznost, v obliki dentalne skupine priključilo Združenju proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, ki od decembra 2013 deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, od avgusta 2014 pa je tudi polnopravni član mednarodnega združenja EUCOMED.

Pobuda za ustanovitev Združenja SLO-MED je prišla iz krogov, ki se ukvarjajo z reševanjem problemov pacientov na področjih inkontinence, oskrbe ran in diabetesa. Že na začetku pa so bili poleg povabljeni tudi različni akterji

s področja zobozdravstva.

Združenje poleg povezovalne funkcije na področju proizvodnje in distribucije medicinskih pripomočkov, kamor spada več kot 99% vseh instrumentov, aparatov, materialov in drugih pripomočkov za uporabo v zobozdravstvu in zobotehnikih, svojim članom nudi še:

- sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvami ipd.;
- izmenjavo dobrih praks, promocije dejavnosti Združenja in članov Združenja;
- oblikovanje ter posredovanja stališč in zastopanja interesov članov pri sprejemanju zakonodaje;
- organizacije dogodkov, izobraževanj in usposabljanj;
- spodbujanje razvoja in konkurenčnosti;
- varovanje in zastopanje interesov članov Združenja.

Člani dentalne skupine so svojo energijo usmerili tja, od koder si obetajo največ pozitivnih učinkov. V prvi vrsti je to neposredno sodelovanje pri pripravi predlogov za nove zakonske predpise, vezane na proizvodnjo in promet z medicinskimi pripomočki s področja zobozdravstva. Takoj nato pa je to skupna organizacija sejma z namenom komuniciranja z zainteresirano javnostjo – torej osveščanje uporabnikov medicinskih pripomočkov, zobozdravstvenih pacientov, kot tudi strokovnjakov oziroma izvajalcev zobozdravstvenih storitev o perečih temah, ki se jih tako eni kot drugi velikokrat premalo zavedajo.

Prvi sejem bo že letošnjo jesen, predvidoma oktobra in bo v celoti posvečen vsemu, kar je kakorkoli povezano z uporabo, proizvodnjo

in distribucijo medicinskih pripomočkov v Sloveniji. Na sejmu, ki bo trajal predvidoma 3 do 4 dni, pričakujejo med 20.000 in 30.000 obiskovalcev z željo po novih informacijah z različnih področij medicine. Ob pomanjkanju tovrstnih informacij bo veliko obiskovalcev prišlo tudi s področja dentala. Sejem bo v organizaciji GZS – PTZ potekal na sejmišču v Gornji Radgoni. Združenje SLO-MED pa pričakuje, da bo dogodek postal tradicionalen.

V ospredju vseh aktivnosti SLO-MED-a je skrb za sodobno etično zdravstvo. Torej skrb za pacienta. Zanimivo bo spremljati poteze združenja, ki ob pomanjkanju aktivnosti za to poklicanih, nase prevzema to človekoljubno poslanstvo.

Poleg zgoraj opisanih tem se bo dentalna skupina preko SLO-MED-a ter po potrebi tudi EUCOMED-a ukvarjala tudi z vse bolj perečim problemom kaotičnosti javnih razpisov za dobavo medicinskih pripomočkov proračunskim uporabnikom. Predvsem se bo, kot adekvaten in kompetenten sogovornik usmerila v preprečevanje nerazumnih enostranske in z logiko javnih razpisov skreganih odločitev naročilodajalcev.

Pomemben segment dela bo zajemala tudi pomoč pri odkrivanju blaga z nekontroliranim ali sumljivim poreklom. Tovrstne težave mednarodni proizvajalci v želji po zaščiti dobrega imena svojih podjetij in blagovnih znamk nemalo-krat raje pometejo pod preprogo, kakor da bi jih prijaviili ustreznim organom. Izvajalci se za to – sko-

rajda ne zavedajoč se posledic, ki jih lahko utrpi pacient – brez slabe vesti odločajo za nakup poceni materialov, sicer znanih proizvajalcev, a izven sledljivih transportnih poti pooblaščenih distributerjev, pri čemer nemalokrat naletijo na drugorazredno ponudbo.

Poleg opisanega se SLO-MED zavzema še za:

- spodbujanje skupnih interesov svojih članov na lokalni in mednarodni ravni;
- zagovarjanje in vzdrževanje ustreznih standardov zdravstvene industrije v korist pacienta in uporabnika;
- zbiranje in proučevanje zakonov in ostalih predpisov, ki veljajo za proizvajalce in dobavitelje medicinskih pripomočkov ter seznanjanje članov z njimi;
- vzpostavljane dialoga med državnimi organi, pristojnimi za regulacijo in izvrševanje predpisov s področja proizvodnje in dobave medicinskih pripomočkov;
- zavzemanje za odprto in konkurenčno tržišče na področju medicinskih pripomočkov;

SLO-MED preko svojih redno vzpostavljenih komunikacijskih linijah z JAZMP, ZZZS, Ministrstvom za zdravje in drugimi domačimi in mednarodnimi ustanovami svojim članom omogoča hitrejša in učinkovitejša reševanja problemov in lažje odpiranje novih poslovnih priložnosti. Vsi člani SLO-MED so hkrati tudi člani Gospodarske zbornice Slovenije – Podjetniško trgovske zbornice, kar jim dodatno odpira poti do ugodnosti, kot so cenejši ali brezplačni dostopi do informacij, pravne pomoči, kotizacij za različne prireditve, ipd..

Več informacij, povezanih s članstvom in načinom včlanitve, lahko dobite pri gospe Poloni Mežan na e-naslovu: polona.mezan@gzs.si ali telefonski številki 01 5898 103.

Eucomed
Medical Technology

SLOMED
ZA SODOBNO ETIČNO ZDRAVSTVO

Izdelava estetskega koreninskega zatička z everStickPOST

Danes se z vlakni ojačani kompozit (FRCji) lahko uporabijo v številne namene, kot so neposredne opornice, koreninski zatički, fiksacijo delnih protez, mostov in prevlek. V FRC tehnologiji se lahko uporabljajo različni tipi kontinuiranih steklenih vlaken: e-steklena vlakna, S-steklena vlakna in R-steklena vlakna (1). Vlakna everStick (GC) so sestavljena iz enosmernih in silaniziranih E-steklenih vlaken, vloženi v organsko polimerno strukturo. Ta nepolimeriziran organski matriks (slika 1) je zmes polimetil metakrilata (PMMA) in Bisfenol A-glicidil metakrilata (Bis-GMA), tvori semi-interpenetrirajočo polimerno mrežo (semi-IPN) (2). Glavna prednost semi-IPN je zmožnost te strukture, da jo raztopijo sveže monomere iz adhezivne smole in tako ustvarjajo takomenovani sekundarni IPN (3), s tem se poveča potencial adhezije na ostale smole in na zobno substanco. Zato je vezava sekundarnega IPN najbolj koristna, ko moramo vnaprej izdelane FRC obnove vezati na trda zobna tkiva, ki jih nameravamo popraviti. Vsak ovoj everStick vlaken je prekrit z zaščitno plastjo iz PMMA, ki ščiti steklena vlakna v ustnem okolju.

Ena od indikacij za uporabo everStick vlaken so tudi zatički, vstavljeni po koreninskem zdravljenju. EverStickPOST vlakna so na voljo v treh različnih premerih: 0,9, 1,2 in 1,5 mm. Odvisno od premera zatička vsak zatiček vsebuje 1600, 2000 ali 4000 posameznih steklenih vlaken. Ti zatički so namenjeni za individualno oblikovane estetske zatičke, predvsem v širokih, ovalnih in ukrivljenih koreninskih kanalih.


V resnici se lahko prilagodijo, da se prilagajajo obliki kanala in s tem zmanjšajo tveganje za perforacijo korenine.

Ti prilagodljivi zatički tudi zagotavljajo, da preostala zobna substanca ni dodatno oslABLJENA z invazivno preparacijo. Njihove elastične lastnosti so podobne dentinskim, kar omogoča enakomerno porazdelitev stresa na korenino, kar zmanjša tveganje za frakturno korenine (4).

Klinični primer

Pacient, star 13 let, je prišel v ordinacijo zaradi poškodbe zgornjega desnega srednjega sekalca (slika 2). Narejeno je bilo koreninsko zdravljenje zoba in rentgensko slikanje, da se prepričamo o popolni obturaciji koreninskega prostora. Ker je bil velik del zoba poškodovan in njegov koreninski kanal širok in ovalen v mezio-distalni smeri, smo izbrali everStickPOST. Resnično daje možnost izdelave individualiziranega zatička, ki posnema obliko kanala. Po osvežitvi skleninskih robov smo izolirali zob z gumijasto opno (slika 3). Sklenino smo jedkali s 37% ortofosforno kislino 10 sekund, sprali in osušili. Preparacija za zatiček je bila izdelana z uporabo Gates Glidden svedrov in odstranjeno je bilo polnilo v 2/3 dolžine koreninskega kanala. Za irigacijo pripravljenega prostora za zatiček smo uporabili fiziološko raztopino (slika 4). Po osušitvi pripravljenega kanala s papirnatimi poeni (slika 5) smo izbrali everStickPOST velikosti 1,2. Prvi zatiček je bil vstavljen v pripravljen koreninski kanal.

Sledita dva krajša zatička, ki sta lateralno kondenzirana (slika 6), tako da tvorijo skupaj en sam zatiček (slika 7). Končan zatiček smo odstranili iz kanala, ko je bil še mehek in zaščiten pred svetlobo iz okolja, do cementiranja. Zatiček smo cementirali z dvojno strjujočim samoadherentnim cementom (G-CEM LinkAce, GC). Cement smo iztisnili direktno v koreninski kanal (slika 8) in nato vanj vstavili individualno izdelan zatiček (slika 9). EverStickPOST in cement smo svetlobno polimerizirali 40 sekund od vrha zatička (slika 10). Nanesli smo G-aenial Bond (GC) v eni plasti in ga pustil delovati 10 sekund, nato sledi spihanje z zrakom 5 sekund ter polimerizacija 10 sekund. Zob je bil obnovljen z G-aenial kompozitom z uporabo tehnike plastenja (slike 11a, b, c). Plastenje smo začeli z debelo plastjo 1,5 mm Junior Enamel (JE) za rekonstrukcijo palatinalne ploskve. Po svetlobni polimerizaciji prve kompozitne plasti je bila naslednja plast kompozita A2 standardna barva, ki smo jo uporabili v medzobnih področjih za ustvarjanje teh površin. Notranji odtonek (AO3) je bil uporabljen za obnovo dentinskega dela. Ob incizalnem robu smo AO3 kompozit formirali v mešičke z namenom posnemanja mamelonov na sekalcih. Labialna ploskev je bila izdelana z uporabo dveh odtenkov standardnih barv: A1 in B1. Zaključni sloj skleninskega odtenka JE je bil nanešen na labialno ploskev, da se zaključi obnova (slika 12). Kompozitna obnova je bila nato dokončno obdelana in zaglajena (slika 13). Pacient je prišel na kontrolni pregled en mesec po



IPN matriks.



Poškodba zgornjega desnega srednjega sekalca.



Osušitev z uporabo gumijaste opne.




Irigacija preparacije koreninskega kanala s fiziološko raztopino.



Osušitev koreninskega kanala s papirnatimi poeni.



Izdelava prilagojenega zatička z lateralno kondenzacijo krajših delcev ob glavni zatiček.



Individualno izdelan everStickPOST.



Iztis dvojno strjujočega samoadhezivnega cementa G-CEM LinkAce.



Vstavitve prilagojenega zatička v cement.



Svetlobna polimerizacija po iztisu cementa v kanal in vstavitvi zatička.




Slike 11a, b in c: Plastenje po korakih z G-aenial Anterior: Skleninski odtsek JE, notranji odtsek AO3 in standardni odtiski A2, A1, B1).



Kompozitna nadgradnja pred dokončno obdelavo in glajenjem.



Končna spolirana obnova.



Kontrola po enem mesecu.


izdelavi direktne kompozitne obnove (slika 14). 

Obj.v GCget connected[®] 2014 s privolj.avt. A.Baraba.

O avtorici

Anja Baraba je docentka na oddelku za endodontijo in restorativno zobozdravstvo na Univerzi v Zagrebu na Hrvaškem.

Diplomirala je na Fakulteti za dentalno medicino, Univerza v Zagre-



bu, kot študentka je bila asistentka na oddelku za histologijo in embriologijo ter je prejela nagrade dekana ter dve državni štipendiji. Delala je kot mladi raziskovalec in višji asistent na oddelku za endodontijo in restorativno zobozdravstvo od leta 2007. Leta 2011 je doktorirala, leta 2014 postala docentka. Leta 2013 je zaključila s programom specializacije iz endodontije in restorativnega zobozdravstva. Objavila je znanstvene in druge članke v revijah, indeksiranih v Current Contents ter

ostalnih revijah. Aktivno sodeluje na državnih in mednarodnih kongresih. Je članica hrvaške zobozdravstvene zbornice, hrvaškega endodontskega združenja (CES), evropskega endodontskega društva (ESE) in hrvaškega društva estetskega zobozdravstva.

Viri:

1. Vallittu PK: Compositional and weave pattern analyses of glass fibers in dental polymer fiber composites. J Prosthodont 1998;7:170-6.

2. Sperling LH. Interpenetrating polymer networks: an overview. In: Klemper D, Sperling LH, Utracki LA, editors. Advances in chemistry series, 239. 1994. P. 3-39.

3. Lastumaki TM, Kallio TT, Vallittu PK. The bond strength of lightcuring composite resin to finally polymerized and aged glass fiberreinforced composite substrate. Biomaterials 2002;23:4533-9.

4. Sidoli G, King P, Setchell D. An in vitro evaluation of a carbon fiber-based post and core system. J Prosthet Dent 1997;78:5-9.



Družina proizvodov



GC everStick[®]

vlakna za ojačitve za vsakodnevno dentalno uporabo

- Zanesljivost • Enostavna uporaba • Minimalna invazivnost
- Izjemna čvrstost • Estetika • Znanstveno dokazano
- Ekonomičnost

everStick[®]
GIANT OF FIBRES



GC EUROPE N.V.
East European Office-Slovenia
Šlandrov trg 40
3310 Žalec
Tel: 03/710-32-70
Faks: 03/710-32-71
slovenia@eeo.gceurope.com
http://eeo.gceurope.com

Zobni nadomestki za popolno brezzobost


Pri pacientih s popolno brezzobimi čeljustmi je standardna rešitev izdelava in nošenje snemnih zobnih protez. Glede na ohranjenost alveolarnih grebenov in prilagodljivosti pacienta je odvisen tudi uspeh pri nošenju takšnih pripomočkov. Z izpopolnjevanjem zobnih vsadkov (dentalnih implantatov) je za paciente, ki težko prenašajo tujke v ustih, omogočena nova kvaliteta življenja. Odvisno od stopnje ohranjenosti alveolarnih grebenov in kvalitete (gostote) čeljustne kostnine se pacientom predlagajo različne rešitve z implantati.

Vsekakor je za pacienta najbolj prijetna rešitev z večjim številom klasičnih zobnih vsadkov, ker je tako omogočena rekonstrukcija celotnega zobovja s fiksnim mostičkom. V tem primeru mora biti zagotovljen zadosten volumen kostnine na mestu vsajevanja in sicer minimalno 6 mm širine in 10-12 mm višine grebena. Za uspešno in dolgotrajno nošenje fiksne konstrukcije mora v tem primeru biti tudi zadostno število vsadkov nosilcev in sicer 8 v zgornji čeljusti ter 6 v spodnji čeljusti.

V primerih z nezadostno količino kostne mase v izogib dodatnim oralno kirurškim posegom augmentacije kosti, je podjetje Bredent Medical naredilo implantološki sistem SKY Fast&Fixed. Sestavljen je iz reduciranega števila daljših implantatov, ki se vsajajo v »varno cono« oz. območje, kjer ne potekajo krvne žile in živci ter se izogiba sinusni votlini v zgornji čeljusti. To se doseže s poševnim vsajevanjem, tako da končni vidni del vsadka dosega območje podočnikov. Na takšno pripravo se s posebno konstruiranimi nosilci izdelava vijačena konstrukcija, katera se po potrebi sname. Ena od prednosti tega sistema je tudi ta, da je mogoče v enem dnevu izdelati začasni mostiček na sveže vsajene implantate.

Posebno poglavje so z implantati podprte zobne proteze. Ta zelo popularna metoda trajne stabilizacije zobnih protez je zelo razširjena. Pomeni, da se s pomočjo zobnih vsadkov in pritrdilnih elementov pritrdijo novo izdelane ali že obstoječe zobne proteze. Prednost takšne vrste rešitve je v minimalnem številu zobnih vsadkov, na katere se pritrdijo zobne proteze s pomočjo polzil ali kroglične ve-

zave. Princip je, da je en del (matrica) vgrajen v protezo, drugi del (patrica) pa sloni na implantatu in skupaj predstavljata stabilno povezavo med čeljustjo in protezo. Pacienti, ki so zgodaj ostali brez zob, so glede implantologije hendikepirani zaradi zmanjšane volumna zobnih grebenov in čeljustne kosti. Zaradi kostno degenerativnih procesov se volumen kosti zmanjšuje v vertikalni in horizontalni smeri. V mnogih



takšnih primerih je implantiranje z implantatom klasičnih dimenzij nemogoče. Kot rešitev obstaja implantološki sistem MiniSKY. Ta sistem predstavlja vsadke zmanjšane premera, katere je podjetje Bredent razvijalo s posebno natančnostjo in jih odlikuje visoka stabilnost in sprijemanje s kostnim tkivom. Njihova miniaturnost omogoča umestitev v ozke kostne grebene, ne da bi bil potreben dodaten operativni poseg.

Svojo široko uporabnost so prav ti MiniSKY implantati našli pri stabilizaciji in pritrdjevanju obstoječih totalnih snemnih zobnih protez. Pogoj je, da ima proteza pasivno lego in da jo mini implantati s krogličnim pritrdilnim sistemom držijo v poziciji. Implantati ne smejo biti direktno obremenjeni in brez delovanja stranskih sil. Prednosti sistema MiniSKY so

enostaven operativni protokol, minimalne prostorske zahteve, minimalno invazivni operativni poseg, hitro celjenje, možnost takojšnje obremenitve in ugodna cena. Praktičnost in kakovost take rešitve lastniki snemnih protez takoj spoznajo.

Tako kot za higieno svojih zob je treba skrbeti tudi za higieno zobnih vsadkov, ne glede na njihovo izvedbo. Tako kot lahko pomanjkljiva ali nepravilna higiena pripelje do izgube zob, lahko pripelje tudi do izgube zobnih vsadkov. Postopek in način čiščenja ustne votline se zaradi specifičnosti vsakega posameznika poučuje individualno ob zaključku implantološkega posega. Lahko pa rečemo, da so pripomočki, ki jih taki pacienti potrebujejo za vzdrževanje dobrega ustnega zdravja, njihov skupni imenovalec.

Za vzdrževanje ustnega zdravja pacient še vedno potrebuje zobno ščetko, čeprav morda nima več zob. Mora biti mehka, z več tisoč filamentnimi vlakni. Kadar so zobje še prisotni, taka ščetka omogoča temeljito odstranjevanje zobnih oblog brez poškodb dlesni. Kadar pa zob ni, je taka ščetka namenjena odstranjevanju oblog, ki se naberejo na mehkih tkivih pod protezo.

Za odstranjevanje oblog okrog implantatov se lahko uporabljajo različni pripomočki: snopasta zobna ščetka oziroma zobna ščetka s samo enim snopom ščetin, posebne medzobne ščetke, katerih žično jedro je plastificirano ali posebne zobne nitke, ki so že narezane na določeno dolžino in imajo vgrajeno posebno čistilno gobico. Za vzdrževanje implantatov je še posebej priporočljiva električna zobna ščetka Sonicare, saj je

njena učinkovitost pri ohranjanju ustnega zdravja potrjena s številnimi raziskavami.

Nikakor pa se ne sme pozabiti, da je treba redno obiskovati zobozdravnika na kontrolnih pregledih, kjer se spremlja stanje implantatov, poskrbi pa se tudi za profesionalno čiščenje.

Hitri način življenja mnogokrat zahteva tudi hitre in učinkovite zobozdravstvene rešitve, saj si le malokdo lahko privošči, da bi bil brez zob in v stiku z ljudmi dalj časa. Tega se zavedajo tudi podjetja, ki proizvajajo dentalne materiale in zobne vsadke, ter tako skušajo zagotoviti terapevtom in seveda predvsem pacientom kar najbolj hitre, kvalitetne, estetske



in cenovno sprejemljive rešitve. To je prav gotovo uspelo nemškemu podjetju Bredent, ki s svojo inovativnostjo in na drugi strani preprostostjo zagotavlja hitro rešitev marsikaterega problema. Implantatni sistem Bredent Sky Fast&Fixed (hitro in fiksno) že z imenom nakazuje, kaj se z njim želi doseči.

Ta sistem predstavlja trenutno najhitrejšo in najučinkovitejšo metodo, s katero se Vam zagotovi fiksni zobni mostiček v najkasneje enem tednu, večinoma pa že v enem dnevu, cca 12-15 urah - v tem primeru gre za začasni mostiček, ki ga lahko nosite tudi do enega leta, po tem času pa se zamenja za končni izdelek in s tem se razdelijo tudi stroški. Naj gre za popolno brezzobost ali pa stanje, ko je potrebno odstraniti vse še preostale zobe, ključno pri

vsem je, da je potreben samo en operativni poseg. Ocena, ali je tak poseg izvedljiv, se naredi na osnovi ortopana ali CT slike. Velikokrat je za implantacijo problem količina kosti na mestu, kjer naj bi bil postavljen implantat. V zgornji čeljusti bližina sinusa in v spodnji čeljusti bližina živca otežujeta ali celo onemogočata implantacijo. Zato so v takih primerih potrebni precej zahtevni dodatni operativni posegi za povečanje kostne mase (dvig sinusnega dna...), kar podaljša terapijo in poveča stroške. Bredent Sky Fast&Fixed pa ima odlično rešitev tudi za takšne primere. Ker so lahko vsadki postavljeni pod kotom tudi do 35 stopinj, se lahko v zgornji čeljusti izognemo dvigu sinusnega dna, v spodnji čeljusti pa živcu (predlagam shematsko sliko in RTG posnetke).

Pri vsem skupaj pa je še ena velika prednost. Vsi omenjeni mostički so fiksni, vendar pa jih je v ambulantni mogoče sneti, ker so priviti z vijaki, ki se ne vidijo. To omogoča pri rednih kontrolnih obiskih odstranitev mostička, temeljito profesionalno higieno in če je potrebno, tudi popravilo.

Končni izdelek je lahko kovinsko-kompozitni, kovinsko-keramični ali pa cirkonij-keramični. Tu gre za razlike v kakovosti, trajnosti, estetiki in nenazadnje tudi v ceni.

Poudariti je treba, da to ni edina rešitev, ki jo omogoča ta sistem in da se pri vsakem pacientu posebej odloči in določi, kakšna rešitev bi bila najbolj primerna. Podjetje Bredent ima v svojem proizvodnem programu materiale in rešitve tudi za vse ostale primere - posamezne vsadke, mostičke na vsadke in sisteme za fiksacijo snemnih protez na vsadke, kar lahko dobesedno spremeni življenje nekomu, ki nosi spodnjo totalno protezo. ■

Avtor:

Michael Dvorak, dr. dent. med.

Tečaj implantologije IFZI Adria v Radovljici



23. in 24. januarja je v Radovljici potekal še zadnji iz serije tečajev izdelave implantatov, ki potekajo pod pokroviteljstvom IFZI (Internationales Fortbildungszentrum für zahnärztliche Implantologie) iz Nürnberga (Nemčija), katerega direktor je priznani profesor



dr. Manfred Lang iz Department of Implant Dentistry na Univerzi v New Yorku.

Udeleženci so bili s tečaji, ki ga je organiziral predstavnik za Slovenijo podjetje IFZI Adria, izredno zadovoljni. Pohvalili so inovativen pristop praktičnega usposo-

bljanja na posebej prirejenem simulatorju (neživem pacientu).

Takoj po zaključku tečajev so že stekli pogovori o njihovi ponovitvi v letošnjem letu. Za več informacij se lahko obrnete na gospo Sašo Rojc, 041 595 748, sasa@bredent.si. ■



Prof. Dr. Manfred Lang & Dr. Fabian Tina in Matic

Bez skrbi

Potreben je samo en tretma!

SKY® fast & fixed terapija

„Od leta 2007 je bilo obravnavanih več kot 20.000 pacientov.“

SKY® fast & fixed takojšnjo terapijo so v sodelovanju razvili implantologi, protetiki in zobni tehniki. Preprosto za uporabo. Estetski rezultati. Večji prihranek.

- **Hitro** | V večini primerov je implant vstavljen in obnovljen v eni sami obravnavi.
- **Ponovljivo** | Standardiziran postopek. Isti proizvajalec za kirurga in protetika.
- **Dostopno** | Vašim pacientom po ugodni ceni povrne veselje do življenja.

Za več informacij o indikacijah in vsestranosti SKY® fast & fixed terapij pokličite 01 43 66 156.



Informacije o izdelkih
poiščite na
<http://skyfastandfi.xed.bredent-medical.com>



SKENIRAJTE TO STRAN
Z LAYAR APP

SKY 
IMPLANT SYSTEM



40 YEARS DENTAL INNOVATIONS
1 9 7 4
2 0 1 4

bredent group

NADALJEVANJE ČLANKA
IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE

Indikacije uporabe gela smo razvrstili v tri skupine (nekateri pacienti so imeli več indikacij hkrati):

1. OPERATIVNE LEZIJE

Opazovanih je bilo 25 pacientov, ki so po operaciji uporabljali gel s hialuronsko kislino in zeliščnimi izvlečki.

V raziskavo je bilo vključenih:

18 stanj po parodontalnih kirurških posegih, 12 stanj po gingivoplastiki, 1 stanje po odstranitvi epulis gigantocelularisa, 2 stanji po tunelizaciji, 1 stanje po premolarizaciji in 4 alveolitisi sicca po

bulantnem pregledu ocenili učinek uporabljenega gela (graf 3) in ga primerjali s pripravki, ki so jih do sedaj uporabljali za lajšanje svojih težav v ustni votlini.

Slika 1 prikazuje klinični primer pacienta pred operativnim posegom (1a), kirurško rano takoj po operaciji (1b) in popolnoma zaceljeno rano 7. dan po operaciji in po uporabi testiranega gela (1c).

2. PARODONTALNA BOLEZEN

Opazovanih je bilo 32 pacientov z boleznimi obzobnih tkiv. Od tega je imelo 7 pacientov parodontitis in 25 pacientov gingivitis.

samim nanosom gela.

Za najboljši učinek gela priporočamo, da pred začetkom uporabe ustni higienik ali zobozdravnik odstrani trde in mehke zobne obloge ter plak na jeziku in sluznici.

V raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da je za boljši in hitrejši učinek gela priporočena pravilna raba tako s strani terapevta kot pacienta.

Zato smo osnovnim navodilom pravilnega nanosa gela dodali specifična navodila pri spodaj opisanih indikacijah.

Osnovna navodila:

Zadostno količino gela (za prekritje prizadetega mesta) iztisnemo

od sluznice proti prevlekam. Zobozdravnik postopek ponovi vsak dan. Po treh dneh, ko se vnetje pomiri, zobozdravnik cementira provizorij s provizoričnim cementom. Pacient nato po navodilih vnaša gel ob provizorij oralno in bukalno. Nanos gela poteka v smeri od sluznice proti provizoriju.

Dekubitusi, odrgrnine (zaradi protez, ortodontskih aparatov)

Lokaliziramo mesto dekubitusa na protezi ali ortodontskem aparatu. To mesto ustrezno pobrusimo in na pobrušeno področje nanesemo gel ter protezo oz. aparat vstavimo v usta.

Oralna ulceracija

Afte, angulus infectiosus oris, stomatitis, herpes, opekline ali udarnino večkrat na dan rahlo osušimo in namažemo z gelom.

Diskusija in zaključek

V raziskavo je bilo vključenih 64 pacientov Stomatoestetike Kuliš, ki

zadovoljnih 92% pacientov, nezadovoljna pa sta bila samo 2 pacienta. (graf 3).

Pri parodontalni bolezni je bilo z učinkom gela zadovoljnih ali zelo zadovoljnih 100% pacientov (graf 4), prav tako tudi pri ulcerativnih poškodbah (graf 5).

Preizkušan gel je v raziskavi ugodno vplival na celjenje ran po kirurških posegih, na pomiritev vnetij obzobnih tkiv in na celjenje oralnih ulceracij.

V primerjavi z izdelki, ki so jih pacienti prej uporabljali, je Oraflo-go gel po mnenju 97% pacientov boljši. 

Avtorji:

Marko Kuliš, Anita Nečimer, Blaž Kuliš, Matej Kuliš

Stomatoestetika Kuliš, Center za stomatološko protetiko, ortodontijo in zdravljenje bruksizma, Ljubljana, Direktor: as. Dr. Andreja Kuliš dr. dent. med.

Literatura


- 1) Jentsch H, Pomowski R, Kundt G, Gocke R. Treatment of gingivitis with hyaluronan J Clin. Periodontol. 2003 Feb; 30(2):159-64
- 2) Laurent TC, Ogston AG. The osmotic pressure of mixtures of serum albumin and hyaluronic acid. Biochem J 1963;89:249-53
- 3) Ogston AG, Sherman Tf. Effects of hyaluronic acid upon diffusion of solutes and flow of solvent. J Physiol 1961;17:1-8
- 4) Weigel PH, Fuller GM, LeBoeuf RD. A model for the role of hyaluronic acid and fibrin in the early events during the inflammatory response and wound healing. J Theor Biol 1986;11:219-34
- 5) Pagnacco A, Vangelisti R, Erra C, Poma A. Double-blind clinical trial versus placebo of a new sodium-hyaluronate-based gingival gel. Actual Ter In. 1997;15:1-7
- 6) Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. Periodontal diseases. Lancet 2005;366:1809-20.
- 7) ClinicalTrials.gov. National Institutes of Health (NIH). National Library of Medicine (NLM). Department of Health and Human Service (HHS); 2008. Accessed 08/03/2008.
- 8) O. Grundmann, Naturel Medicine Journal, Vol.4., Issue 9, 09/2012
- 9) Davis RH, Donato JJ, Hartman GM, Haas RC. Anti-inflammatory and wound healing activity of a growth substance in Aloe vera. J Am Podiatr Med Assoc 1994 Nov;84:77-81.
- 10) Davis RH, Leitner MG, Russo JM, Byrne ME. Wound healing. Oral and topical activity of Aloe vera. J Am Podiatr Med Assoc 1989 Nov;79(11):559-62.
- 11) Wu CD, Savitt ED. Evaluation of the safety and efficacy of over-the-counter orale hygiene products for the reduction and control of plaque and gingivitis. Period 2000 2002 (28):91-105.
- 12) Hanioka T, Tanaka M, Ojima M, Shizukuishi S, Folkers K. Effect of topical application of Conzyme Q10 on adult periodontitis.
- 13) Iwamoto Y, Nakamura R, Folkers K, Morrison RF. Study of periodontal disease and coenzyme Q. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1975 Jun; 11(2):265-71.
- 14) C.F. Carson, K.A. Hammer, T.V.Riley. Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil: a Review of Antimicrobial and Other Medicinal Properties. Clin Microbiol Rev. Jan 2006; 19(1): 50-62.
- 15) Bassett, I. B., D. L. Pannowitz, and R. S. Barnetson. 1990. A comparative study of tea-tree oil versus benzoylperoxide in the treatment of acne. Med. J. Aust. 153:455-458.
- 16) Carson, C. F., and T. V. Riley. 1995. Antimicrobial activity of the major components of the essential oil of Melaleuca alternifolia. J. Appl. Bacteriol. 78:264-269.
- 17) Bourne, K. Z., N. Bourne, S. F. Reising, and L. R. Stanberry. 1999. Plant products as topical microbicide candidates: assessment of in vitro and in vivo activity against herpes simplex virus type 2. Antiviral Res. 42:219-226.
- 18) Carson, C. F., L. Ashton, L. Dry, D. W. Smith, and T. V. Riley. 2001. Melaleuca alternifolia (tea tree) oil gel (6%) for the treatment of recurrent herpes labialis. J. Antimicrob. Chemother. 48:450-451.
- 19) Kashmiri J, Gohil, Jagruti A. Patel, Anuradha K. Gajjar. Pharmacological Review on Centella asiatica: A Potential Herbal Cure-all. Indian J Pharm Sci. 2010 Sep-Oct; 72(5): 546-556
- 20) Shukla A, Rasik AM, Jain GK, Shankar R, Kulshrestha DK, Dhawan BN. In vitro and in vivo wound healing activity of asiaticoside isolated from Centella asiatica. J Ethnopharmacol. 1999 Apr;65(1):1-11.
- 21) Parvizpur, A., Ahmadiani, A., and Kamalinejad, M. Spinal serotonergic system is partially involved in antinociception induced by Trigonella foenum-graecum (TFG) leaf extract. J Ethnopharmacol 2004;95(1):13-17
- 22) Parvizpur, A., Ahmadiani, A., and Kamalinejad, M. Probable role of spinal purinoceptors in the analgesic effect of Trigonella foenum (TFG) leaves extract. J Ethnopharmacol 3-8-2006;104(1-2):108-112.
- 23) Parvizpur, A., Ahmadiani, A., and Kamalinejad, M. Probable role of spinal purinoceptors in the analgesic effect of Trigonella foenum (TFG) leaves extract. J Ethnopharmacol 3-8-2006;104(1-2):108-112
- 24) Dokumentacija proizvajalca Medicinalis




Parodontitis z globokim žepom (6mm), krvavitev, majavost, bolečina na pritisk.



Kirurška rana obzobnega tkiva po gingivoplastiki in čiščenju koreninske površine.



Popolnoma zaceljena rana, 7 dan po operaciji z uporabo gela s hialuronsko kislino in zeliščnimi izvlečki.



Trde in mehke zobne obloge, vnetja dlesen.



En teden po odstranitvi trdih in mehkih zobnih oblog z uporabo Oraflo-go gela. Zobe smo povezali skupaj zaradi majavosti.



Ulceracija (opeklina).



Pozdravljena ulceracija po 5 dneh z uporabo gela.

ekstrakciji modrostnikov.

Prvi nanos testiranega gela na pooperativno lezijo je opravil zobozdravnik takoj po kirurškem posegu, nato je zobozdravnik pacientu demonstriral pravičen način uporabe gela, pacienti pa so nadaljevali z zdravljenjem doma z uporabo gela 3-5 krat na dan. Po 7 dneh so pacienti na ponovnem am-

Pacienti so testiran gel uporabljali 3-krat dnevno in po sedmih dneh prišli na kontrolni pregled.

81% ali 25 pacientov je bilo zelo zadovoljnih, 19% ali 6 zadovoljnih in 0% nezadovoljnih (graf 4). Po sedmih dneh uporabe preizkušane gela so se dlesni utrdile, bilo je manj bolečin in krvavitev. Slika 3 prikazuje primer pacienta z gingivitisom pred uporabo (slika 3a) in po odstranitvi mehkih in trdih zobnih oblog po sedmih dneh uporabe gela (slika 3b).

3. ULCERATIVNE POŠKODBE

V raziskavo je vključenih 7 pacientov, ki so imeli dekubitus (1), herpes (2), afte (2), angulus infectiosus oris (1) in opekline na nebu (1). V ambulantno so prišli na kontrolni pregled po 3-7 dneh. 3 pacienti ali 43% je bilo zelo zadovoljnih s testiranim izdelkom, 4 pacienti ali 57% je bilo zadovoljnih in 0 pacientov je bilo nezadovoljnih (graf 5). Bolečin ni bilo več, rane so se zacelile. Aftozne razjede so izginile, afte se niso več množile, herpes se je zmanjšal. Slika 4 prikazuje primer pacienta z ulceracijo na trdem nebu pred uporabo gela (slika 4a) in pozdravljeno ulceracijo po 5 dneh s pomočjo gela (slika 4b).

Pravilna uporaba Oraflo-go gela

Najboljši učinek Oraflo-go gela je dosežen pri dobri ustni higieni in osušitvi prizadetega področja pred

na konico čistega prsta kazalca ali palca in jo nanesemo nežno, direktno na poškodbo. Za hitrejši učinek delovanja priporočamo predhodno posušiti prizadeto mesto.

Parodontalna bolezen: Gel vtiramo ob zob v smeri proti dlesni. Z gelom napolnimo žepke.

Stanje po tunelizaciji, premolarizaciji: Z gelom napolnimo prehod med koreninama direktno iz tube.

Stanje po ekstrakciji zoba:

• *Po ekstrakciji zoba* in šivanju rane počakamo 10 minut, da nastane koagulum, nato pa na rahlo nanesemo na rano gel.

• *Alveolitis sicca:* nastane po nekaj dneh, če je ekstrakcijska rana brez koagula, velikokrat pa je napolnjena tudi s hrano in močno boli. Rano očistimo, napolnimo prazno alveolno votlino z gelom direktno iz tube (lažji vnos). Pacientu svetujemo, da ne izsesa iz rane vsebine gela in naj ga sam večkrat na dan vnaša v rano. Priporočamo tekočo hrano nekaj dni.

Uporaba pred začasnim cementiranjem provizorijev:


V primeru gingivoplastike in izdelave provizoričnih kron lahko gel apliciramo direktno v provizorične prevleke. Provizorij namestimo na preparirane zobe ter ga nežno pritisnemo, da se usede. Nato gel vnesemo tudi pod člene in v interdentalne prostore v smeri

so imeli ulceracije, vnetja obzobnih tkiv ali so okrevali po operativnih posegih v ustni votlini.

Rezultati raziskave kažejo pomembno večje zadovoljstvo pacientov z gelom (hialuronska kislina, Q10 in zeliščni izvlečki) pri celjenju ran v ustni votlini, v zmanjšanju bolečin, krvavitev in zmanjšanju edemov v primerjavi s predhodnimi proizvodi, ki so jih do tedaj uporabljali za lajšanje svojih težav.

Z učinki gela je bilo zelo zadovoljnih 47 pacientov ali 73,5%, zadovoljnih je bilo 15 pacientov ali 23,5% in nezadovoljna 2 pacienta ali 3% vseh preiskovancev (graf 2), kar pomeni, da je bila velika večina (97%) z izdelkom zelo zadovoljna ali zadovoljna.

Po operativnih stanjih je bilo z učinkom gela zadovoljnih ali zelo



2a) Primer pacientke z bruksizmom in s kroničnim periapikalnim parodontitisom na zobu 12 in zaradi bruksizma odmrlih zob 11, 13, 14. Viden je tudi konfekcijski zatiček na endodontsko nezdravljenem stranskem sekalcu pod totalnim mostičkom, katerega je pacientka želela ohraniti.

2b) Stanje po 5 mesecih: zobje so endodontsko oskrbljeni, narejena je bila gingivektomija in odstranitev granulacij iz parodontalnih žepov, pooperativno pa je pacientka uporabljala testiran izdelek. Na sliki ni vidnih peri- ali paraapikalnih procesov. Kompozitni materiali so omogočili ohranitev totalnega mostička. V poteku zdravljenja se je pacientka odvadila bruksističnih razvad.

Heraeus Kulzer

Mitsui Chemicals Group


Variotime®

Variotime je inovativen A-silikon, ki zagotavlja odlične rezultate in prilagodljiv delovni postopek. Preizkusite popolno kombinacijo natančnosti in prilagodljivosti delu.

2x



+



+



96 EUR
brez DDV

+



**Variotime Easy Putty (600 ml)
+ 2 x Variotime medium/light/
extra light flow (2x 50 ml)
+ Alligat Chroma fast set 500 g**

Omenjene akcijske proizvode poiščite pri pooblaščenih distributerjih Heraeus Kulzer proizvodov:

Dental Ekspres d.o.o. **Dental Medical d.o.o.**

T: 080 1607

T: 083 845 960

www.dentalekspres.si

www.dental-medical.si

Dentalia d.o.o.

T: 01 583 7730

www.dentalia.si

Farmadent d.o.o.

T: 02 450 2881

www.farmadent.si

Prodent

International d.o.o.

T: 01 5204 800

www.prodent.si

Variotime®

Ta inovativni A-silikon se prilagaja Vašem načinu dela.

- Spremenljiv in inteligenen časovni koncept daje fleksibilnost pri izbiri dolžine postopka ter začetka strjevanja materiala.
- Natančno odtiskovanje in natančna reprodukcija odtisa zaradi dimenzijske obstojnosti in hidrofilnosti.
- Uporablja se za številne indikacije-en sistem za vse tehnike odtiskovanja.

Heraeus Kulzer. Giving a hand to oral health.

Mineralni trioksidni agregat-cement za vse letne čase

Pulpna in periapikalna patologija se razvije z okužbo pulpe in periapikalnih tkiv z mikroorganizmi. V eksperimentalnih pogojih pulpa in periapikalna tkiva kažejo razvoj patologije in pridruženih lezij pri izpostavljenosti bakterijam. Zaključek je, da so mikroorganizmi glavni škodljivi dejavniki pulpe in pozobnice. Zporna komunikacij med koreninsko kanalskim sistemom in periapikalnimi tkivi je nujno potrebna za preprečitev prepuščanja bakterij.

Idealni ortogradni ali retrogradni polnilni material zatesni poti komunikacije med koreninsko-kanalskim sistemom in tkivi v okolici. Material naj bo ne-toksičen, ne-karcinogen, biokompatibilen, netopen v tkivnih tekočinah in

tlandski cement v svoji sestavi v glavnem kalcijev silikat in ne vsebuje bizmutovega oksida, vsebuje pa kalij. Kalcijev oksid je dodan v belem in v sivem MTA (Angelus, Londrina, Brazilija) za hitrejši čas strjevanja, ki je v pri preostalih

strjevanje, ki znaša 10 minut v primerjavi s časi strjevanja preostalih MTA cementov, ki znašajo 4 ure. Pakiran je v hermetično neprepustni steklenički, ki omogoča natančno odmerjanje zelene količine MTA brez vdora neželene vlage v preostanek materiala in tako brez nepotrebnih odpadkov materiala.

Endodonska revaskularizacija

Zdravljenje ne-vitalnih zob z nedoraslimi koreninami z apikalno patologijo predstavlja izziv. Mehanično čiščenje in oblikovanje koreninskega kanala je težko, včasih nemogoče, za predvidljivo zdravljenje. Pri polnitvi tankih dentinskih sten koreninskega kanala lahko pride do poke korenine, pa tudi veliko količino nekrotičnega debrisa v širokem koreninskem kanalu je težko popolnoma dezinficirati. Predstavljena je nova tehnika za revaskularizacijo stalnih zob z nedoraslimi koreninami z apikalnim paradontitisom. Koreninski kanal je spran z obilno količino

kovita koronarna zapora imajo sposobnost ustvariti okolje, ki je potrebno za uspešno revaskularizacijo. Razvoj normalnega sterilnega granulacijskega tkiva znotraj koreninskega kanala, menijo, da pomaga pri revaskularizaciji in stimulaciji cementoblastov ali nediferenciranih mezenhimskih celicah v periapikalnem področju ter vodi k nalaganju materiala v področju apeksa kot tudi na lateralnih dentinskih stenah.

Primer napačne identitete

15-letna punca je bila napotena v avtorjevo privatno endodonsko kliniko za oceno spodnjega levega drugega ličnika. Zdrava mlada pacientka brez posebnosti v splošni anamnezi, je v stomatološki anamnezi podala otekline na lični strani v področju drugega spodnjega ličnika in nelagodje na direkten pritisk na zob. Ob kliničnem pregledu je bila pacientka brez simptomov in zob je deloval intakten, brez kariesa. Prisotnost skleninskega bisera na zobu 45 je nakazoval možnost le tega tudi na zobu 35, ki naj bi se med funkcijo odlomil, prišlo je do mikro-razkritja in posledično do nekroze pulpe. Zob je imel širok apeks z veliko radiolucenco (sli-

ko, ki je podobna kot so jo opisali Rule in Winter s sod. Naredili smo dostopno kaviteto, prišlo je do purulentne hemoragične drenaže, potrjena je bila nekroza pulpe. Koreninski kanal smo počasi sprali z 20 ml 5,25% NaOCl za 15 min. Uporabili smo EndoVac sistem z negativnim apikalnim pritiskom (Axis, Sybron Endo, ZDA) in makro kanilo (slika 3). Kanal smo osušili s papirnimi poeni, vstavili smo antibiotično medikamentozno pasto z mešanico ciproflaxina, metronidazola in minociklina, ki so jo opisali Hoshino in sod. Zmešali smo jo v kremasto konsistenco in jo z lentulo vnesli v koreninski kanal v globino 8 mm, pokrili smo jo s sterilno vatko in z modrim cosmecore materialom (Cosmedent, ZDA) (slika 4).

Pacientka se je ponovno oglasila na kontrolni pregled čez tri tedne in bila je brez simptomov. Odstranili smo začasno koronarno zaporo in koreninski kanal ponovno izprali z 20 ml 5,25% NaOCl z EndoVac sistemom z negativnim apikalnim pritiskom. Kanal je bil čist in suh brez znakov vnetnega eksudata. V koreninski kanal smo vstavili K-file #30 do globine 10 mm, kjer smo začutili vitalno tkivo, s tem smo sprožili manjšo krvavitev v kanal, ki smo jo ustavili na 5 mm pod skleninsko-cementno mejo in pustili 30 minut, da se je ustvaril krvni strdek. Po 30 minutah smo potrdili prisotnost krvnega strdka 5 mm pod skleninsko-cementno mejo. Nanj smo previdno nanesli beli MTA Angelus, ki se je strjeval 20 min. Po preverjanju trdnosti strjenega MTA smo naredili koronarno zaporo iz kompozita. Pacientko smo naročili na kontrolni pregled čez tri mesece. MTA smo nanesli bolj apikalno kot smo si želeli (slika 5).

Na kontrolnem pregledu čez tri mesece je bila pacientka popolnoma brez simptomov, kontrolni rentgenski posnetek je pokazal popolno resolucijo periapikalne radiolucence z zaporo apeksa in odebelitvijo dentinskih sten. Testi pulpe so bili nedoločljivi (slika 6).

Kontrolni rentgenski posnetek po enem letu je pokazal, da je bilo na zobu opravljeno endodonsko zdravljenje. Novi zobozdravnik, ki ni bil seznanjen s postopkom revaskularizacije, je opravil endodonsko zdravljenje s polnitvijo z gutaperčo, ki je uspešno.

Zaključek

Prihodnost endodontije je svetla, saj se razvijajo nove tehnike in tehnologije, ki nam omogočajo neboleče in predvidljivo endodonsko zdravljenje, ki še naprej izpolnjuje enega izmed glavnih ciljev v zobozdravstvu, to je ohranitev naravnih zob. ■

Avtor:

Dr. Gary Glassman, Kanada



MTA Angelus (Brazilija) in MTA Cermaed (Poljska) sta na voljo v hermetično zaprtih stekleničkah.

dimenzijsko obstojen. Nadaljnje, naj prisotnost vlage ne vpliva na njegove lastnosti tesnjenja, naj bo enostaven za uporabo in radiopačen za razpoznavo na RTG posnetkih.


Obstoječi materiali v endodontiji niso posedovali »idealnih« lastnosti, zato je bil razvit MTA-mineralni trioksidni agregat. Na začetku so ga priporočali za uporabo kot polnilni material v apikalnem področju koreninskega kanala. Kasneje je bil uporabljen za direktno kritje pulpe, pri pulpotomiji, pri apeksifikaciji nedoraslih korenin, za tvorbo apikalne bariere pri zobeh z odprtimi apeksi, zaprtje predrtij korenin in najbolj nedavno v primerih revaskularizacije. MTA je priznan kot bioaktivni material.

MTA dokazano zatesni poti komunikacije med koreninsko-kanalskim sistemom in tkivi v okolici in s tem pomembno zmanjša migracijo bakterij. Narejen je iz finih delcev, ki se strjujejo v prisotnosti vode. Sestavljajo jo ga trikalcijski silikat, trikalcijski aluminat, tetrakalcijski aluminoforit, kalcijev sulfat dihidrat (sadra) in bizmutov oksid, ki mu zagotavlja radiopačnost.

Portlandski cement je najpogostejše uporabljen tip cementa v splošni uporabi. Je osnovna sestavina betona, malte, ometov in fugirnih mas. Pridobivajo ga iz apnenca. MTA je na voljo v sivi in v beli barvi, kristalna struktura in kemična sestava obeh sta si podobni, razen prisotnosti železa v sivem MTA. Oba vsebujeta bizmutov oksid in kalcijev silikatni oksid. Za primerjavo ima por-

landski cement v svoji sestavi v glavnem kalcijev silikat in ne vsebuje bizmutovega oksida, vsebuje pa kalij. Kalcijev oksid je dodan v belem in v sivem MTA (Angelus, Londrina, Brazilija) za hitrejši čas strjevanja, ki je v pri preostalih

MTA ima podoben mehanizem delovanja kot kalcijev hidroksid, v katerem je glavna komponenta kalcijev oksid, ki se ob stiku s človeškim okoljem pretvori v kalcijev hidroksid, rezultat je visok pH; 12,5. Rezultat je antibakterijsko delovanje dalj časa. Vendar za razliko od drugih produktov



RTG posnetek spodnjega levega drugega ličnika z veliko periapikalno radiolucenco z nedoraslo korenino longitudinalno in lateralno.

kalcijevega hidroksida, kot je Dycal (Dentsply ZDA) ima MTA Angelus (Angelus, Brazilija) zelo nizko topnost in ohranja odlično marginalno tesnjenje.

Končno, v nasprotju z večino dentalnih materialov, MTA dejansko potrebuje vlago za strjevanje. Izmed komercialno dobavljenih MTA produktov je MTA Angelus zelo primeren za večino endodontskih postopkov zaradi časa




EndoVac sistem z apikalnim negativnim pritiskom (Axis/SybronEndo, ZDA).



Po vstavitvi antibiotične paste v kanal smo naredilo začasno koronarno zaporo.

raztopine za spiranje in kombinacijo treh antibiotikov. Ko je protokol dezinfekcije zaključen, se apeks korenine mehanično razdraži, da se sproži krvavitev v kanal za tvorbo krvnega strdka na skleninsko-cementni meji. Preko krvnega strdka smo nanesli MTA in preko njega še kompozit. Kombinacija razkuženega kanala in matriksa, v katerega lahko vraste novo tkivo in učin-



Povzročen krvni strdek, preko njega MTA Angelus (Angelus, Brazilija), sledila je kompozitna plomba.



Kontrolni RTG posnetek po 3 mesecih pokaže odličen razvoj dentina longitudinalno apikalno in lateralno.

ka 2). Globine sondiranja v levem spodnjem kvadrantu so bile v mejah normale. Test vitalitete na električni tok in na hladno je bil negativen. Na poklep in na palpacijo je bil zob rahlo občutljiv. Zaradi močno širokega apeksa, več kot 4 mm in tankih dentinskih sten koreninskega kanala, je bil zob nagnjen k morebitni poki. Zdlo se je, da je potrebno poskusiti za regeneracijo pulpe s tehni-



RTG posnetek po 1 letu pokaže dokončno endodonsko zdravljenje s strani novega zobozdravnika.


CURAPROX

Za miren spanec dojenčka in staršev

SWISS PREMIUM ORAL CARE

Standardna dudu v ustni votlini otroka


Slabo: pritisk na nebo v ustih



Poškodovana mesta, ki jih lahko
povzroči ali poslabša prepogosta
uporaba dudu

Duda CURAPROX zelo zmanjšuje nevarnost poškodb.

Optimalno: brez pritiska na nebo v ustih



Odprti ugriz: Problem nastane z izrastom
prvih sekalcev. Duda CURAPROX ima kar se
da plosko povezavo med zunanjim obročkom
in sesalnim delom. S tem je kar najbolj zmanj-
šano tveganje za nastanek odprtega ugriza.



Učinkovita tolažba brez neželenih učinkov

- Potolaži dojenčka in hkrati preprečuje križni ugriz
- Omogoča naraven razvoj spodnje čeljusti in mišic v ustnicah
- Protialergijska, koži prijazna in zelo trpežna



Za nakup ortopedskih otroških dud Curaprox po posebnih cenah za zobozdravnike pokličite 02/ 460 53 42 ali pišite na prodaja@flegis.si.



Doživite spremembo paradigme zobne preventive v živo na seminarju iTOP Introductory



Projekt podpira
CURAPROX

iTOP

Introductory

individualni Trening Oralne Profilakse

Naučite se pravilnega čiščenja zob, ter kako posredovati
to znanje in spretnosti drugim. Izberite svoj termin:

Pridružite
se slovenskim
strokovnjakom,
ki že imajo iTOP
certifikat

Na naših seminarjih iTOP
boste pridobili posebna znanja in
spoznali pravilne tehnike, kako obdržati svoje zobe
vse življenje. Te informacije boste lahko prenesli
svojim pacientom.

Na seminarju iTOP Introductory boste vse to spoznali
izkustveno - z zobno ščetko v roki in v zabavni učni
uri skupaj z drugimi zobozdravstvenimi strokovnjaki.

Za prijavo pokličite 02/620 4749 in potrdite
svojo udeležbo na seminarju iTOP Introductory.

Pohitite, število udeležencev je omejeno.



14. februar 2015

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons



21. marec 2015

Hotel Plaza Ljubljana

Za podrobnejšo predstavitev seminarja
pokličite 02/620 47 42.